

ProVetScan SF-2

Medição de gordura nas costas e
diâmetro da coluna em P2



Sonda Provetscan SF-2 Wi-Fi



Imagem de alta qualidade e precisão para medição gordura dorsal e diâmetro do lombo em porco e boi

Especificações:

Monitor: tablets Android e iOS.

Frequência: 5 MHz

Modo de digitalização: Linear Número de

cristais: 80 cristais Profundidade de

digitalização: 45-120 mm

Software: ganho, profundidade, medição gordo e lombo, salve imagens e dados.





Tons de cinza: 256 níveis Vida

útil da bateria: 3 horas Tamanho

da unidade principal:

155x60x20 mm

Peso: 300g



Inclui:

Sonda Provetscan SF-2 Wi-Fi
Galaxy Tab A 8 "ou iPad mini
Tampa de proteção
Arnês de contenção
Mala de transporte

Opcional:

Carregador sem fio

New VeTec S.L.