

# ProVetScan SR-2C

Ecografia de alta resolução para  
gado e cavalos



# Sonda Provetscan SR-2C Wi-Fi



Ecografia para diagnóstico reprodutivo em vacas, éguas e pneumonia em bezerros.

## Especificações:

Monitor: série iPad.

Frequência: 6,5-8 MHz

Modo de digitalização: linear

Número de cristais: 128

Profundidade de digitalização: 40-100 mm

Modo de exibição: modo B e BM

Doppler colorido: colorido, PDI, PW

Chip Wi-Fi: 2,4-5G

Software: ganho, profundidade, aplicação,

Faixa dinâmica, Cine-loop, Grade, salvar imagens e vídeos.

Tons de cinza: 256 níveis

Vida útil da bateria: 6 horas



(14 horas em Stand By)

Tamanho da unidade principal:

180x55x23 mm

Comprimento do cabo: 1,80 m

Peso: 400g



VetUS



## Inclui:

Sonda Provetscan SR-2C Wi-Fi  
iPad mini 64 Gb  
Caixa impermeável IP68  
Arnês de contenção  
Carregador 2A  
Mala de transporte

## Opcional:

Carregador wireles

**New VeTec S.L.**