

ProVetScan SS-3SA

A melhor qualidade de imagem
para diagnóstico abdominal



Sonda Wi-Fi Provetscan SS-3SA



A melhor qualidade de imagem para diagnóstico abdominal

Especificações:

Monitor: smartphones e tablets Android e iOS.

Frequência: 3,5 - 5 MHz

Modo de digitalização: Convexo

Número de cristais: 128 cristais

Profundidade de digitalização: 90-305 mm

Software: ganho, profundidade, aplicação,

Faixa Dinâmica, Harmônica, Guarda
imagens e vídeos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 155x67x20 mm


Peso: 300 g



VetUS



SmartVUS



Inclui:

Sonda Provetscan SS-3SA Wi-Fi
Tablet Samsung Galaxy Tab A 8"
Tampa de proteção
Arnês de contenção
Mala de transporte

Opcional:

Carregador sem fio



New VeTec S.L.