

ProVetScan CR

Diagnóstico reproductivo retal convexo
para gado e cavalos



Sonda Provetscan CR Wi-Fi

Diagnóstico reprodutivo retal convexo para bovinos e cavalos



Especificações:

Monitor: série iPad.

Frequência: 3,5-5 MHz

Modo de digitalização: convexa

Número de cristais: 80

Profundidade de digitalização: 100-190 mm

Modo de exibição: modo B

Chip Wi-Fi: 2,4-5G

Software: ganho, profundidade, aplicação,

Faixa dinâmica, Cine-loop, Grade,

salvar imagens e vídeos.

Tons de cinza: 256 níveis

Vida útil da bateria: 6 horas

Tamanho da unidade principal:

180x55x23 mm

Comprimento do cabo: 1,80 m

Peso: 400g



VetUS



Inclui:

Sonda Provetscan CR Wi-Fi
iPad mini 64 Gb

Caixa impermeável IP68

Arnês de contenção Carregador
2A

Mala de transporte

Opcional:

Carregador wireles

New Ve Tec S.L.