

ProVetScan CR

Diagnóstico reproductivo rectal
cóncav para vacuno y equino



Sonda Wi-Fi Provetscan CR

Ecógrafo para diagnóstico reproductivo rectal cónvex en vacas y yeguas.



Especificaciones:

Monitor: iPad series.
Frecuencia: 3,2-5 MHz
Modo de escaneo: Cónvex
Número de cristales: 128
Profundidad de escaneo: 80-240 mm
Modo display: Modo B
Chip Wi-Fi: 2,4-5G
Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Cine-loop, Grid, guarda imágenes y videos.
Escala de grises: 256 niveles
Duración de batería: 6 horas
Tamaño unidad principal: 180x55x23 mm
Longitud del cable: 1,80 m
Peso: 400 g



VetUS



Incluye:

Sonda Wi-Fi Provetscan CR
Arnés de sujeción
Cargador 2A
Maleta de transporte

Opcional:

iPad mini
Funda waterproof IP68
Cargador wireless

New VeTec S.L.