

ProVetScan SL-2S

Sonda wi-fi de ultrassom de alta
frequência e resolução



Sonda Wi-Fi Provetscan SL-2S



Melhor qualidade de imagem para diagnósticos de alta frequência e curta distância

Especificações:

Monitor: smartphones e tablets Android e iOS.

Frequência: 7,5 - 10 MHz

Modo de digitalização: Linear

Número de cristais: 128 cristais

Profundidade de digitalização: 20-55 mm


Software: ganho, profundidade, aplicação, Faixa Dinâmica, Harmônica, Guarda imagens e vídeos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 155x67x20 mm

Peso: 300 g



Inclui:

Sonda Provetscan SS-3SA Wi-Fi

Arnês de contenção

Mala de transporte

Opcional:

Carregador sem fio

New VeTec S.L.

