

# ProVetScan SL-2S

Sonda wifi por ultrasonidos de alta frecuencia y resolución



# Sonda Wi-Fi Provetscan SL-2S



La mejor calidad de imagen para diagnóstico a corta distancia

## Especificaciones:

Monitor: Smartphones y tablets de Android e iOS.

Frecuencia: 7,5 - 10 MHz

Modo de escaneo: Lineal

Número de cristales: 128 cristales

Profundidad de escaneo: 20-55 mm


Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Harmonic, guarda imágenes y videos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 155x67x20 mm

Peso: 300 g



## Incluye:

Sonda Wi-Fi Provetscan SL-2S

Arnés de sujeción

Maleta de transporte

## Opcional:

Cargador wireless



**New VeTec S.L.**