

ProVetScan SR-2C

Ecografía de alta resolución para
vacuno y equino



GAFAS HD



Sonda Wi-Fi Provetscan SR-2C



Ecógrafo para diagnóstico reproductivo en vacas, yeguas y de neumonías en terneros.

Especificaciones:

Monitor: iPad series.
Frecuencia: 6,5-8 MHz
Modo de escaneo: lineal
Número de cristales: 128
Profundidad de escaneo: 40-100 mm
Modo display: Modo B y BM
Doppler color: Color, PDI, PW
Chip Wi-Fi: 2,4-5G
Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Cine-loop, Grid, guarda imágenes y videos.
Escala de grises: 256 niveles
Duración de batería: 6 horas (14 horas en Stand By)
Tamaño unidad principal: 180x55x23 mm
Longitud del cable: 1,80 m
Peso: 400 g



VetUS



Ahora con GAFAS USB-C HD de alta resolución para mantener la mejor definición de imagen:



Incluye:

Sonda Wi-Fi Provetscan SR-2C
Arnés de sujeción
Cargador 2A
Maleta de transporte

Opcional:

iPad mini
Funda waterproof IP68
Cargador wireless
Gafas USB-C HD

New VeTec S.L.