

# ProVetScan AS6

Alta calidad de diagnóstico en  
porcino, ovino y caprino



# Sonda Wi-Fi Provetscan AS6



Ecógrafo de alta calidad para el diagnóstico en Porcino, Ovino y Caprino.

## Especificaciones:

Monitor: Smartphones y tablets de Android e iOS.

Frecuencia: 3,5 - 5 MHz

Modo de escaneo: Microcónvex

Número de cristales: 96 cristales

Profundidad de escaneo: 90-180 mm


Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Harmonic, guarda imágenes y videos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 5 horas

Tamaño unidad principal: 120x43x25 mm

Peso: 300 g



## Incluye:

Sonda Wi-Fi Provetscan AS6

Arnés de sujeción

Maleta de transporte

## Opcional:

Tablet Android

Funda de protección

Cargador wireless

**New Ve Tec S.L.**