

# ProVetScan CR

Diagnóstico reproductivo retal convexo  
para gado e cavalos



# Sonda Provetscan CR Wi-Fi

Diagnóstico reprodutivo retal convexo para bovinos e cavalos



## Especificações:

Monitor: série iPad.

Frequência: 3,2-5 MHz

Modo de digitalização: convexa

Número de cristais: 128

Profundidade de digitalização: 80-240 mm

Modo de exibição: modo B

Chip Wi-Fi: 2,4-5G

Software: ganho, profundidade, aplicação, Faixa dinâmica, Cine-loop, Grade, salvar imagens e vídeos.

Tons de cinza: 256 níveis

Vida útil da bateria: 6 horas

Tamanho da unidade principal:

180x55x23 mm

Comprimento do cabo: 1,80 m

Peso: 400g



VetUS



## Inclui:

Sonda Provetscan CR Wi-Fi  
Arnês de contenção  
Carregador 2A  
Carregador wireles  
Mala de transporte

## Opcional:

iPad mini  
Caixa impermeável IP68

New VeTec S.L.