

# ProVetScan CR

Diagnóstico reproductivo rectal  
cónvex para vacuno y equino



# Sonda Wi-Fi Provetscan CR

Ecógrafo para diagnóstico reproductivo rectal cónvex en vacas y yeguas.



## Especificaciones:

Monitor: iPad series.  
Frecuencia: 3,2-5 MHz  
Modo de escaneo: Cónvex  
Número de cristales: 128  
Profundidad de escaneo: 80-240 mm  
Modo display: Modo B  
Chip Wi-Fi: 2,4-5G  
Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Cine-loop, Grid, guarda imágenes y videos.  
Escala de grises: 256 niveles  
Duración de batería: 6 horas  
Tamaño unidad principal: 180x55x23 mm  
Longitud del cable: 1,80 m  
Peso: 400 g



VetUS



## Incluye:

- Sonda
- Arnés de sujeción
- Maleta de transporte
- Cargador 2A
- Cargador wireless

## Opcional:

- iPad mini
- Funda protectora
- Gafas USB-C HD

New Ve Tec S.L.