

ProVetScan EQ-1

Ultra-som compacta com aplicador
para gado e cavalos






Sonda Provetscan EQ-1 Wi-Fi



Ultra-som compacta com aplicador incluso para diagnóstico reprodutivo em vacas e éguas.

Especificações:

Monitor: Android teblet series.
Frequência: 6,5-8 MHz
Modo de digitalização: lineal
Número de cristais: 80
Profundidade de digitalização: 40-100 mm
Chip Wi-Fi: 2,4-5G
Software: ganho, profundidade, aplicação, Faixa dinâmica, Cine-loop, Grade, salvar imagens e vídeos.
Tons de cinza: 256 níveis
Vida útil da bateria: 6 horas
Tamanho: 800x35x30 mm
Peso: 660 g



Inclui:

Sonda Provetscan EQ-1 Wi-Fi
Arnês de contenção
2A Carregador

Opcional:

iPad mini ou Tablet Android
Tampa de proteção