

ProVetScan EQ-1

Ecógrafo compacto con aplicador
para vacuno y equino





Sonda Wi-Fi Provetscan EQ-1



Ecógrafo compacto con aplicador incluido para diagnóstico reproductivo en vacas y yeguas.

Especificaciones:

Monitor: Android tablet series.
Frecuencia: 6,5-8 MHz
Modo de escaneo: lineal
Número de cristales: 80
Profundidad de escaneo: 40-100 mm
Chip Wi-Fi: 2,4-5G
Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Cine-loop, guarda imágenes y vídeos.
Escala de grises: 256 niveles
Duración de batería: 7 horas
Tamaño: 800x35x30 mm
Peso: 660 g



Incluye:

- Sonda
- Arnés de sujección
- Maleta de transporte
- Cargador 2A

Opcional:

- Tablet Android o iPad mini
- Funda protectora