

ProVetScan SF-2

Medição de gordura nas costas e
diâmetro da coluna em P2






Sonda Provetscan SF-2 Wi-Fi



Imagem de alta qualidade e precisão para medição gordura dorsal e diâmetro do lombo em porco e boi

Especificações:

Monitor: tablets Android e iOS.
Frequência: 5 MHz
Modo de digitalização: Linear
Número de cristais: 80 cristais
Profundidade de digitalização: 45-120 mm
Software: ganho, profundidade, medição gordo e lombo, salve imagens e dados.
Tons de cinza: 256 níveis
Vida útil da bateria: 3 horas
Tamanho da unidade principal: 155x60x20 mm
Peso: 300g



Inclui:

Sonda Provetscan SF-2 Wi-Fi
Ar nês de contenção
2A Carregador
Carregador sem fio
Mala de transporte

Opcional:

iPad mini ou Android tablet
Tampa de proteção

New VeTec S.L.