

# ProVetScan SL-2S

Sonda wi-fi de ultrassom de alta  
frequência e resolução



# Sonda Wi-Fi Provetscan SL-2S



Melhor qualidade de imagem para diagnósticos de alta frequência e curta distância

## Especificações:

Monitor: smartphones e tablets Android e iOS.

Frequência: 7,5 - 10 MHz

Modo de digitalização: Linear

Número de cristais: 128 cristais

Profundidade de digitalização: 20-55 mm

Software: ganho, profundidade, aplicação,


Faixa Dinâmica, Harmônica, Guarda  
imagens e vídeos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 155x67x20 mm

Peso: 300 g



## Inclui:

Sonda Provetscan SL-2S Wi-Fi

Arnês de contenção

2A Carregador

Carregador sem fio

Mala de transporte

## Opcional:

iPad mini ou Android tablet

Tampa de proteção

**New VeTec S.L.**

