

ProVetScan SR-2C

Ecografia de alta resolução para gado e cavalos



OCULOS HD



Sonda Provetscan SR-2C Wi-Fi



Ecografia para diagnóstico reprodutivo em vacas, éguas e pneumonia em bezerros.

Especificações:

Monitor: série iPad.

Frequência: 6,5-8 MHz

Modo de digitalização: linear

Número de cristais: 128

Profundidade de digitalização: 40-100 mm

Modo de exibição: modo B e BM

Doppler colorido: colorido, PDI, PW

Chip Wi-Fi: 2,4-5G

Software: ganho, profundidade, aplicação,

Faixa dinâmica, Cine-loop, Grade, salvar imagens e vídeos.

Tons de cinza: 256 níveis

Vida útil da bateria: 6 horas



(14 horas em Stand By)

Tamanho da unidade principal:

180x55x23 mm

Comprimento do cabo: 1,80 m

Peso: 400g



VetUS



Agora com ÓCULOS USB-C HD de alta resolução para manter a melhor definição de imagem:



Inclui:

Sonda Provetscan SR-2C Wi-Fi
Arnês de contenção
Carregador 2A
Carregador wireless
Mala de transporte

Opcional:

iPad mini
Caixa impermeável IP68
HD USB-C Oculos

New Ve Tec S.L.