

# ProVetScan SS-3SA

A melhor qualidade de imagem  
para diagnóstico abdominal



# Sonda Wi-Fi Provetscan SS-3SA



A melhor qualidade de imagem para diagnóstico abdominal

## Especificações:

Monitor: smartphones e tablets Android e iOS.

Frequência: 3,5 - 5 MHz

Modo de digitalização: Convexo

Número de cristais: 128 cristais

Profundidade de digitalização: 90-305 mm

Software: ganho, profundidade, aplicação,

Faixa Dinâmica, Harmônica, Guarda  
imagens e vídeos.

Escala de grises: 256 niveles


Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 155x67x20 mm

Peso: 300 g



VetUS



## Inclui:

Sonda Provetscan SS-3SA Wi-Fi  
Arnês de contenção  
2A Carregador  
Carregador sem fio  
Mala de transporte

## Opcional:

iPad mini ou Android tablet  
Tampa de proteção



**New VeTec S.L.**