

ProVetScan SS-3SA

La mejor calidad de imagen para diagnóstico abdominal



Sonda Wi-Fi Provetscan SS-3SA



La mejor calidad de imagen para diagnóstico abdominal en vacuno

Especificaciones:

Monitor: Smartphones y tablets de Android e iOS.

Frecuencia: 3,5 - 5 MHz

Modo de escaneo: Cónvex

Número de cristales: 128 cristales

Profundidad de escaneo: 90-305 mm


Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Harmonic, guarda imágenes y videos.

Escala de grises: 256 niveles


Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 155x67x20 mm

Peso: 300 g



VetUS



Incluye:

- Sonda
- Arnés de sujeción
- Maleta de transporte
- Cargador 2A
- Cargador wireless

Opcional:

- Tablet Android o iPad mini
- Funda protectora



New VeTec S.L.