

ProVetScan SU-3A

Medição de gordura nas costas,
diâmetro e área de lombo



Sonda Provetscan SU-3A Wi-Fi



Imagem de alta qualidade e precisão para medição gordura dorsal e diâmetro e área do lombo em porco e boi

Especificações:

Monitor: tablets Android e iOS.

Frequência: 3,5 MHz

Modo de digitalização: Linear

Número de cristais: 256 cristais

Profundidade de digitalização: 70-200 mm





Software: ganho, profundidade, medição gordo e lombo, salve imagens e dados.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 3 horas

Tamanho da unidade principal: 180x85x25 mm

Peso: 400 g



Inclui:

Sonda Provetscan SU-3A Wi-Fi
Arnês de contenção
2A Carregador
Mala de transporte

Opcional:

Android Tablet ou iPad mini
Tampa de proteção

New VeTec S.L.