

# ProVetScan SU-3A

Medición de grasa dorsal, y diámetro  
y área de lomo



# Sonda Wi-Fi Provetscan SU-3A



Imagen de alta calidad y precisión para medición de grasa dorsal, y diámetro y área de lomo en porcino y vacuno

## Especificaciones:

Monitor: Tablets de Android e iOS.

Frecuencia: 3,5 MHz

Modo de escaneo: Lineal

Número de cristales: 256 cristales

Profundidad de escaneo: 70-200 mm





Software: Gain, Depth, medición de grasa y lomo, guarda imágenes y datos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 180x85x25 mm

Peso: 400 g



## Incluye :

- Sonda
- Arnés de sujeción
- Maleta de transporte
- Cargador 2A

## Opcional:

- Tablet Android o iPad mini
- Funda protectora

**New VeTec S.L.**