

# ProVetScan SV-3

Controle reprodutivo em porcos,  
ovelhas e cabras





# Sonda Wi-Fi Provetscan SV-3



Ecógrafo para diagnóstico reproductivo  
en Porcino, Ovino y Caprino.

## Especificações:

Monitor: smartphones e tablets Android e iOS.  
Frequência: 3,5 - 5 MHz  
Modo de digitalização: Sectorial  
Número de cristais: Um cristal piezoelétrico anular  
Profundidade de digitalização: 100-180 mm  
Chip Wi-Fi: 2,4-5G  
Tons de cinza: 256 níveis  
Vida útil da bateria: 5 horas  
Tamanho da unidade principal: 140x45x40 mm  
Peso: 200 g



## Inclui:

Sonda Provetscan SV-3 Wi-Fi  
Ar nês de contenção Mala de transporte  
2A Carregador  
Carregador sem fio  
Mala de transporte

## Opcional:

iPad mini ou Android tablet  
Tampa de proteção

**New Ve Tec S.L.**