

ProVetScan SV-3

Control reproductivo en porcino,
ovino y caprino



Sonda Wi-Fi Provetscan SV-3



Ecógrafo para diagnóstico reproductivo en Porcino, Ovino y Caprino.

Especificaciones:

Monitor: Smartphones y tablets de Android e iOS.

Frecuencia: 3,5 MHz

Modo de escaneo: Sectorial

Número de cristales: Un piezocristal anular

Profundidad de escaneo: 100-180 mm




Chip Wi-Fi: 2,4-5G

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 5 horas Tamaño

unidad principal: 140x45x40 mm

Peso: 200 g



Incluye:

- Sonda
- Arnés de sujeción
- Maleta de transporte
- Cargador 2A Cargador
- wireless

Opcional:

- Tablet Android o iPad mini
- Funda protectora

New Ve Tec S.L.