

ProVetScan AS

Ultra-som de alta qualidade para diagnóstico em Porcino, Ovino y Caprino.



Sonda Wi-Fi Provetscan AS



Ultra-som de alta qualidade para diagnóstico em Porcino, Ovino y Caprino.

Especificações:

Monitor: smartphones e tablets Android e iOS.

Frequência: 3,5 - 5 MHz

Modo de digitalização: Convexo

Número de cristais: 80 cristais

Profundidade de digitalização: 90-180 mm

Software: ganho, profundidade, aplicação,

Faixa Dinâmica, Harmônica, Guarda imagens e vídeos.




Tons de cinza: 256 níveis

Vida útil da bateria: 5 horas

Tamanho da unidade

principal: 160x50x25 mm

Peso: 300g



Inclui:

Sonda Wi fi Provetscan AS
Arnês de contenção
2A Carregador
Carregador sem fio
Mala de transporte

Opcional:

iPad mini ou Android tablet
Tampa de proteção

New VeTec S.L.