

ProVetScan AS

Alta calidad de diagnóstico en
porcino, ovino y caprino



Sonda Wi-Fi Provetscan AS



Ecógrafo de alta calidad para el diagnóstico en Porcino, Ovino y Caprino.

Especificaciones:

Monitor: Smartphones y tablets de Android e iOS.

Frecuencia: 3,5 - 5 MHz

Modo de escaneo: Cóncavo

Número de cristales: 80 cristales

Profundidad de escaneo: 90-180 mm




Software: Gain, Depth, Enhacement, Dynamic Range, Harmonic, guarda imágenes y videos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 5 horas

Tamaño unidad principal: 160x50x25 mm

Peso: 300 g



Incluye:

- Sonda
- Arnés de sujeción
- Maleta de transporte
- Cargador 2A
- Cargador wireless

Opcional:

- Tablet Android o iPad mini
- Funda protectora

New VeTec S.L.